

MultiDC

Détection des chutes, surveillance des personnes prédisposées aux chutes.



La surveillance des personnes prédisposées aux chutes représente un surplus d'activité pour le personnel soignant. La gamme de détecteurs **MultiDC** a été développée pour être utilisée dans les foyers de personnes âgées, maisons de retraite médicalisées ou non, cliniques, hôpitaux.



Le système **Multi-DC** de CRMS permet la protection des personnes vulnérables en alertant en temps réel le personnel soignant d'une chute de lit, de chaise, ou de fauteuil. Les solutions Multi-DC peuvent détecter une chute, une sortie et un retour de lit, et ainsi minimiser les conséquences d'une chute sans SECOURS IMMEDIAT.

Tous les détecteurs peuvent être connectés aux émetteurs de la gamme MultiNurse, MultiBus, MultiSecto, MultiFugue.

3 types de détecteurs possibles :

CRW-DC-CH

Détection de chute pour chaise

- dimensions 38 x 25 cm
- connexion par prise jack (cordon 70 cm)



CRW-DC-LI

Détection de chute pour lit, s'utilise sous le drap

- dimensions 76 x 50 cm
- connexion par prise jack (cordon 70 cm)



CRW-DC-SOL

Tapis de détection de chute ou descente de lit, s'utilise au sol :

- dimensions 162 x 60 cm,
- connexion par prise jack (cordon 70 cm)

Le Tapis de détection permet également la surveillance d'une sortie de chambre durant la nuit, l'accès d'une pièce interdite aux résidents, issues de secours, escaliers de secours, etc




Récepteur radio

DC-Auto

Détection des chutes

Quel que soit le type de votre appel malade, la solution **DC-Auto** enrichit la sécurité des patients ou résidents en y ajoutant la fonction de détection de chute et appel volontaire dans la chambre.



(Piles non fournies)



Emetteur de poignet

Détecteur de chute sans fil (sous matelas)



Réception sur smartphone

DC-Cloud

Détection des chutes (nomade)

Avec la solution **DC-Cloud**, CRMS vous propose une solution de détection de chute nomade pour votre établissement.

L'utilisation est très simple, il vous suffit de brancher la centrale de gestion sur une prise secteur de la chambre pour qu'elle se connecte seule à votre réseau WiFi. Il vous reste à placer l'alèse sous le matelas et/ou d'équiper l'occupant d'un émetteur de poignet.

De votre terminal vous serez informé du statut de la personne à protéger :

- dans son lit, hors du lit, chute du lit, sur son fauteuil, hors du fauteuil, chute du fauteuil, appel volontaire de son émetteur de poignet.

De votre terminal vous serez également informé du statut des détecteurs

- pile faible, déconnexion des détecteurs de chute



Centrale de gestion



Emetteur de poignet

Détecteur de chute sans fil (sous matelas)